

Instrucțiuni de utilizare
Cap cameră Full HD autoclavabil
Cap de cameră pentru endoscopie medicală



TPA731-000-103
Version: B
2021 - Sep - 6

Cuprins	Pagina
0 Note importante cu privire la acest document.....	6
0.1 Domeniu de aplicare, identificare, scopul utilizării.....	6
0.2 Grup țintă.....	6
0.3 Folosirea și păstrarea documentului.....	6
0.4 Documente complementare.....	6
1 Informații generale referitoare la produs.....	7
1.1 Pachetul de livrare.....	7
1.2 Descrierea produsului.....	7
1.2.1 Caracteristici de performanță și funcționalitate.....	7
1.2.2 Prezentare generală.....	8
1.3 Scopul utilizării.....	9
1.3.1 Utilizarea prevăzută.....	9
1.3.2 Indicații.....	9
1.3.3 Contraindicații.....	9
1.4 Conformitate.....	9
1.4.1 Norme și regulamente.....	9
1.4.2 Clasificarea dispozitivului medical.....	9
1.5 Marcaje.....	10
1.5.1 Pictograme și informații de pe produs și ambalaj.....	10
1.5.2 Pictogramele din acest document.....	11
1.6 Contactul cu serviciul de asistență tehnică.....	11
1.7 Obligație de raportare în cazul incidentelor grave.....	11
2 Informații generale privind siguranța.....	12
2.1 Reprezentarea avertismentelor.....	12
2.1.1 Avertismente la începutul unui capitol.....	12
2.1.2 Avertismente în text.....	13
2.2 Siguranța produsului.....	13
2.2.1 Indicații de siguranță de bază.....	13
2.2.2 Calificările personalului.....	14

3	Folosire.....	15
3.1	Indicații de siguranță.....	15
3.2	Butoanele de pe capul de cameră.....	16
3.2.1	Generalități și configurații setate din fabrică.....	16
3.2.2	Modificarea alocării tastelor.....	16
3.2.3	Navigarea în meniul unității de comandă cu butoanele de pe capul de cameră.....	17
3.3	Verificarea vizuală.....	17
3.4	Conexiunea la unitatea de comandă.....	17
3.5	Conectarea unui endocuplor.....	18
3.6	Încheierea utilizării și curățarea preliminară.....	18
3.7	Indicații privind depozitarea și transportul.....	19
3.8	Măsuri în caz de defecțiuni, tabel cu defecțiuni.....	19
3.9	Service.....	20
4	Procesarea.....	21
4.1	Indicații de siguranță.....	21
4.2	Calificările personalului.....	22
4.3	Proceduri validate.....	23
4.4	Agenți de curățare și dezinfectare.....	23
4.5	Curățare și dezinfectare manuale.....	24
4.5.1	Prezentare generală.....	24
4.5.2	Efectuarea procedurilor.....	24
4.6	Curățarea automată și dezinfectarea termică.....	27
4.6.1	Prezentare generală.....	27
4.6.2	Efectuarea procedurilor.....	27
4.7	Sterilizare.....	28
4.7.1	Sterilizarea cu aburi.....	28
4.7.2	STERRAD® Procedura de sterilizare 100S, NX, 100NX.....	30
5	Datele produsului.....	32
5.1	Date tehnice.....	32
5.2	Condiții ambiante.....	32
5.3	Piese de schimb și accesorii.....	32
6	Eliminarea deșeurilor.....	33



0 Note importante cu privire la acest document

0.1 Domeniu de aplicare, identificare, scopul utilizării

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru următorul produs:

Denumire articol: **Cap de cameră Full HD autoclavabil**

Număr articol: **95-3904**

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt parte integrantă a produsului și conțin toate informațiile de care au nevoie utilizatorul și operatorul pentru o utilizare sigură și conformă scopului.

0.2 Grup țintă

Aceste instrucțiuni de utilizare se adresează medicilor, asistenților medicali, tehnicienilor medicali și personalului specializat în aprovizionarea cu articole sterile, care sunt însărcinați cu instalarea, operarea, întreținerea, mentenanța și procesarea produsului.

0.3 Folosirea și păstrarea documentului

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc prestabilit și asigurați-vă că acestea sunt oricând accesibile pentru grupul țintă.

În cazul schimbării proprietarului sau a locului de amplasare a produsului, înmânați documentul următorului proprietar.

0.4 Documente complementare

Instrucțiuni de utilizare pentru unitatea de comandă

În ceea ce privește folosirea și configurația tastelor capului de cameră și opțiunile și posibilitățile referitoare la acestea, respectați instrucțiunile de utilizare ale unității de comandă utilizate (95-3960, 95-3970, 95-3980, 95-6930, 95-6980, ELEVCCU, ELEVCCUVR, ELEV4KCCU).

Instrucțiuni de utilizare pentru endocuplor

Pentru o utilizare în condiții de siguranță a produsului, respectați și instrucțiunile de utilizare ale capului de endocuplorului folosit.

1 Informații generale referitoare la produs

1.1 Pachetul de livrare

Pachetul de livrare al produsului cuprinde:

- Un cap de cameră
- Un set de instrucțiuni de utilizare (TPA731-000-103)

Controlați conținutul
livrării!

După primire, controlați pachetul de livrare, pe baza bonului de livrare, în ceea ce privește caracterul complet și integritatea.


Pachetul de livrare părăsește unitatea noastră în stare impecabilă. Dacă aveți totuși motive de reclamație, adresați-vă serviciului tehnic al unității noastre de fabricație.

1.2 Descrierea produsului

1.2.1 Caracteristici de performanță și funcționalitate

Unități de comandă utilizabile	Acest cap de cameră se conectează la unitățile de comandă cu următoarele numere de articol și poate fi utilizat numai cu acestea: 95-3960, 95-3970, 95-3980, 95-6930, 95-6980, ELEVCCU, ELEVCCUVR, ELEV4KCCU. Unitatea de comandă și capul de cameră formează împreună camera bazată pe tehnologia CMOS.
Full HD - 1080p	În combinație cu un monitor adecvat, camera asigură o rezoluție Full HD la scara progresivă (1080p).
Butoanele de pe capul de cameră	Capul de cameră dispune de trei butoane configurabile, ce servesc la reglarea reprezentării imaginii, la captura video sau foto sau la navigarea și modificarea setării în meniul de configurare al unității de comandă.
Conexiune C-Mount	Acest cap de cameră dispune de o conexiune cu filet pentru atașarea de endocuploare endoscopice cu conexiune de tipul C-Mount. În continuare atunci când se va folosi „Endocuplor”, acesta va fi sinonim cu „Obiectiv”.
Autoclavabil	Capul de cameră poate fi autoclavat pentru utilizarea sterilă.

1.2.2 Prezentare generală



Figură 1-1: Model cap de cameră „Full HD autoclavabil”.

- ❶ Cap de cameră cu butoane programabile
- ❷ Filet C-Mount pentru conectarea endocuploarelor C-Mount

1.3 Scopul utilizării

1.3.1 Utilizarea prevăzută

Capul de cameră conectat la un endocuplor servește în combinație cu o unitate de comandă la vizualizarea câmpului de operație în interiorul corpului în timpul intervențiilor de diagnosticare și chirurgicale efectuate endoscopic. Unitatea de comandă împreună cu capul de cameră au exclusiv rol de vizualizare, nu de diagnosticare. Țineți cont și de dispozițiile privind utilizarea ale celorlalte componente relevante.

1.3.2 Indicații

Utilizare pentru intervenții chirurgicale minim invazive.

Chirurgie, intervenții endoscopice în general.

1.3.3 Contraindicații

Utilizarea componentelor camerei și a accesoriilor camerei este contraindicată dacă procedurile endoscopice sunt contraindicate din orice motiv. Ca în cazul oricărei intervenții chirurgicale, mărimea pacientului și zona de lucru trebuie să fie luate în considerare atunci când se utilizează componentele camerei. În funcție de boala pacientului, pot exista contraindicații, bazate pe starea generală sau pe tabloul clinic specific al pacientului. Responsabilitatea asupra deciziei de a efectua o intervenție endoscopică îi revine chirurgului, iar decizia se va lua pe baza unei evaluări individuale risc-beneficiu.

1.4 Conformitate

1.4.1 Norme și regulamente

Produsul, compus din unitatea de comandă și capul de cameră, îndeplinește cerințele următoarelor norme aplicabile:

- **IEC 60601-1** Aparatură electromedicală - partea 1:
Specificații generale privind siguranța, inclusiv principalele caracteristici de performanță
- **IEC 60601-1-2** Aparatură electromedicală - partea 1-2:
Compatibilitatea electromagnetică
- **IEC 60601-2-18** Aparatură electromedicală - partea 2-18:
Specificații speciale privind siguranța, inclusiv principalele caracteristici de performanță ale aparatului endoscopic

1.4.2 Clasificarea dispozitivului medical

Produsul este conform **reglementărilor UE** un produs medical din clasa I.

1.5 Marcaje

1.5.1 Pictograme și informații de pe produs și ambalaj

Pictogramele pe care le găsiți pe produs sau pe ambalaj sunt explicate în continuare.



Respectați instrucțiunile de utilizare



Produsul este adecvat pentru sterilizarea prin autoclavare



Marcaj CE



Număr articol



Număr de serie



Dispozitiv medical



Producător



Data fabricației



Atenționare (IEC 60601-1 3rd edition) /

Atenție, respectați documentația însoțitoare (IEC 60601-1 2nd edition)



Nu este destinat utilizării în medii cu rezonanță magnetică



Parte aplicată de tipul CF de protecție de defibrilației conform IEC 60601-1



Deblocare



Blocare



Temperatură de depozitare și transport permisă



Umiditate relativă permisă a aerului în timpul depozitării și transportului



Presiune atmosferică permisă în timpul depozitării și transportului



Atenție: Comercializarea sau prescrierea produsului de către un medic este supusă legislației federale a SUA



Colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate

1.5.2 Pictogramele din acest document

În continuare, găsiți explicații privind pictogramele din acest document.



Simboluri de avertizare generale



Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă



Avertisment privind riscurile biologice, pericolul de infecție

1.6 Contactul cu serviciul de asistență tehnică

Dacă aveți întrebări privind produsele noastre, privind instalarea sau utilizarea, iar în cazul în care aveți nevoie de service, adresați-vă reprezentanțelor noastre.

Datele de contact se găsesc la finalul acestui document.

1.7 Obligație de raportare în cazul incidentelor grave

Toate incidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul trebuie raportate producătorului și autorității naționale competente din statul membru în care este rezident utilizatorul și/sau pacientul .

2 Informații generale privind siguranța

2.1 Reprezentarea avertismentelor

2.1.1 Avertismente la începutul unui capitol

Avertismentele descrise în continuare sunt reunite la începutul capitolelor ale căror instrucțiuni pot comporta pericolele respective.

Gravitatea pericolelor potențiale este exprimată prin cuvântul de semnalizare cu care începe avertismentul.

Citiți cu atenție aceste avertismente și țineți cont de ele atunci când efectuați activitățile respective.

Indicație privind un pericol ce poate provoca decesul sau răni grave:



AVERTISMENT

Tipul și sursa unui pericol de rănire

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

Indicație privind un pericol ce poate provoca răni de gravitate redusă-medie:



PRECAUȚIE

Tipul și sursa unui pericol de rănire

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

Indicație privind posibile daune materiale:

ATENȚIE

Tipul și sursa unui pericol de daune materiale

Consecințe în caz de nerespectare

> Măsuri de prevenire a pericolului

2.1.2 Avertismente în text

Avertismentele descrise în continuare se regăsesc în instrucțiunile de utilizare imediat înaintea pașilor de urmat care pot comporta pericole.

Gravitatea pericolelor potențiale este exprimată prin cuvântul de semnalizare cu care începe avertismentul.

Citiți cu atenție aceste avertismente și respectați măsurile de prevenire a pericolului.

Indicație privind un pericol ce poate provoca decesul sau răni grave:



AVERTISMENT! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

Indicație privind un pericol ce poate provoca răni de gravitate redusă-medie:



PRECAUȚIE! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

Indicație privind posibile daune materiale:

ATENȚIE! Tipul și sursa pericolului. Consecințe în caz de nerespectare. Măsură de prevenire a pericolului.

2.2 Siguranța produsului

2.2.1 Indicații de siguranță de bază

Produsele noastre sunt dezvoltate și fabricate conform celor mai înalte standarde de calitate.

Pericole - în ciuda înaltei calități

Deși acest produs corespunde cerințelor tehnologice de ultimă generație, pot apărea pericole în timpul punerii în funcțiune și utilizării sau în contextul procesării și mentenanței.

Din acest motiv, citiți aceste instrucțiuni de utilizare în întregime și cu atenție. Țineți cont și respectați avertismentele din acest document.

Operați produsul numai în stare impecabilă, conform scopului prevăzut și respectând instrucțiunile de utilizare. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul și accesoriile utilizate sunt intacte și funcționale.

Păstrați ambalajul original. Transportați și depozitați produsul în ambalajul original și utilizați-l pentru returul în service.

Înștiințați-ne imediat în cazul în care constatați defecțiuni sau erori.



AVERTISMENT! Pericol în caz de modificări neautorizate aduse produsului. Se pot produce leziuni grave. Nu efectuați sub nicio formă modificări neautorizate.



AVERTISMENT! Defectarea componentelor în timpul unei intervenții. Pericol pentru pacient. Trebuie să aveți la îndemână componente de schimb.



AVERTISMENT! Riscuri create de dispunerea, amplasarea, combinarea sau proprietățile aparatelor sau dispozitivelor din jur sau conectate. Respectați instrucțiunile de utilizare ale produselor respective. Efectuați evaluarea riscurilor.



AVERTISMENT! Pericol de sufocare. Depozitați materialele de ambalare în așa fel încât să nu le lăsați la îndemâna copiilor.



AVERTISMENT! Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM). Forțe magnetice, interacțiuni electromagnetice, încălzirea pieselor metalice. Nu utilizați produsul în apropierea aparaturii IRM.



AVERTISMENT! Utilizare în timpul descărcării unui defibrilator. Pericol pentru persoane. Înainte de descărcare, scoateți produsul din câmpul operației.



PRECAUȚIE! Manipulare abuzivă. Pericol pentru pacient din cauza deteriorării produsului. Manipulați cu atenție produsul. Nu îndoiți, nu striviți și nu supuneți cablul camerei la șocuri puternice. După ce produsul a fost supus unor solicitări mecanice puternice sau după ce a căzut, nu îl mai utilizați – returnați-l producătorului pentru a fi verificat.



AVERTISMENT! Manipularea și îngrijirea incorecte, precum și utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute, pot crea riscuri pentru pacient, utilizator și terți, precum și uzura prematură a produsului.

2.2.2 Calificările personalului

Respectați cerințele privind calificările

Pentru instalare, operare și mentenanță sunt necesare calificări speciale. Respectați cerințele privind calificările personalului, prevăzute în capitolele respective din acest document.

3 Folosire

3.1 Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT

Utilizarea de componente nesterile

Pericol de infecție pentru pacient

- > Utilizați exclusiv endocuploare, endoscoape și accesorii endoscopice procesate corespunzător
- > Înainte de utilizare efectuați o verificare vizuală



⚠️ AVERTISMENT

Afișarea unei note în locul imaginii în timp real

Pericol pentru pacient

- > Asigurați-vă întotdeauna că imaginea în timp real surprinsă de camera endoscopică se afișează pe monitor



⚠️ AVERTISMENT

Interacțiunile cu aparatură utilizată simultan (de ex. laser, chirurgie de înaltă frecvență)

Pericole pentru pacient și utilizator, perturbări de imagini, deteriorarea produsului

- > Asigurați-vă că toate aparatele utilizate îndeplinesc cel puțin condițiile BF resp. condițiile CF impuse conform IEC 60601-1
- > Respectați marcajele și instrucțiunile de utilizare ale aparatelor folosite
- > Evitați contactul direct cu endoscopul și componentelor conductoare cu electrozi de înaltă frecvență activați
- > Nu activați electrozii de înaltă frecvență în prezența gazelor sau lichidelor inflamabile
- > Aspirați amestecurile de gaz și lichidele cu potențial exploziv înainte de utilizarea aparatelor de înaltă frecvență

3.2 Butoanele de pe capul de cameră


3.2.1 Generalități și configurații setate din fabrică

Fiecare buton de pe capul de cameră poate realiza o funcție specifică printr-o apăsare scurtă sau o apăsare prelungită

Meniul permite configurarea preferențială a funcțiilor butoanelor, cu următoarele restricții:

- Funcția de invocare a meniului propriu-zis nu poate fi modificată;
- Balansul de alb, pornirea și oprirea sursei de lumină, optimizarea cromatică selectivă, reducerea fumului, reducerea zgomotului și setarea opțională a eliminării grilei pot fi alocate numai butoanelor 1 și 2, ele fiind activate printr-o apăsare prelungită.

În **Default settings (Setări implicite)**, butoanele de pe capul de cameră au funcțiile alocate după cum urmează:



	Butonul 1	Butonul 2	Butonul 3
Apăsare scurtă	Luminozitate +	Luminozitate -	Captură foto
Apăsare prelungită	Pornire/oprire sursă de lumină	Balans de alb	Invocare meniu

Tabel 3-1: Configurația implicită a butoanelor de pe capul de cameră.

3.2.2 Modificarea alocării tastelor

Modificarea alocării funcțiilor pe butoanele de pe capul de cameră




Navigați cu săgețile direcționale în meniu și validați-vă selecția cu butonul de Meniu respectiv.

În continuare găsiți un exemplu de alocare a funcției de optimizare a marginilor pe butonul 3.

Procedați după cum urmează:

1. Apăsați pe butonul **Meniu** de pe capul de cameră timp de aprox. 2 secunde.
 - > Pe ecran se deschide meniul principal.
 2. Navigați la intrarea de meniu **Options (Opțiuni)** și confirmați.
 3. Navigați la **Button layout (Atribuire taste)** și confirmați.
 4. Navigați la **M short (M scurt)** și confirmați.
 5. Navigați la opțiunea **Edge enhancement (Optimizare margini)** și confirmați.
 - > Selecția dumneavoastră va apărea sub formă de text alb.
 - > Cu ajutorul butonului 3, puteți controla acum optimizarea marginilor.
- Alocarea funcțiilor butoanelor s-a modificat.

3.2.3 Navigarea în meniul unității de comandă cu butoanele de pe capul de cameră



Accesarea meniului:	apăsați și mențineți apăsat butonul 3.
Navigare sus în meniu:	apăsați scurt butonul 1.
Navigare jos în meniu:	apăsați scurt butonul 2.
Confirmarea selecției în meniu:	apăsați scurt butonul 3.
leșirea din meniu:	apăsați și mențineți apăsat butonul 3.

3.3 Verificarea vizuală

Efectuați verificarea vizuală

Efectuați o verificare vizuală înainte fiecărei intervenții.

Procedați după cum urmează:

Sunt suprafețele din sticlă curate?

1. Asigurați-vă că suprafețele din sticlă ale capului de cameră sunt curate.

În acest scop, orientați capul de cameră spre o suprafață albă și curată. Suprafețele de sticlă sunt murdare dacă observați urme sau umbre pe ecran, pe care nu le observați pe suprafața de control.

ATENȚIE! Zgârieturi pe suprafețele de sticlă. Nu utilizați perii, ci o lavetă moale care nu lasă scame.

Curățați suprafețele de sticlă murdare cu o soluție cu 70% etanol.

Este cablul nedeteriorat?

2. Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul camerei.

Nu utilizați capul de cameră când cablul camerei este îndoit, rupt sau răsucit.

Este mufa uscată și nedeteriorată?

3. Asigurați-vă că nu prezintă umiditate și impurități contactele din mufa de conexiune a cablului camerei.

Nu utilizați capul de cameră dacă observați umiditate în mufă sau când contactele prezintă impurități.

Este carcasa nedeteriorată?

4. Asigurați-vă că nu prezintă deteriorări externe carcasa.

Nu utilizați aparatul când carcasa este deteriorată la exterior.

Verificarea vizuală s-a încheiat.

3.4 Conexiunea la unitatea de comandă

Conectarea capului de cameră

ATENȚIE! Deteriorarea cablului camerei prin îndoire, strivire sau șocuri puternice. Nu îndoiiți, nu striviți și nu supuneți cablul camerei la șocuri puternice.

Procedați după cum urmează:



1. Glisați complet mufa de conexiune în mufa mamă din aparat până ce se cuplează.

Capul de cameră este conectat.

3.5 Conectarea unui endocuplor

Endocuploarele conforme cu standardul C-Mount cu dimensiunea de amplasare de 17,5 mm (0,69 țoli) sunt adecvate pentru conectarea la capul de cameră.

Pentru o imagine rotundă, pe ecranul complet al majorității endoscoapelor rigide cu diametrul de 4mm până la 10 mm sunt adecvate endocuploare cu zoom cu un diametru de 13 - 29 mm, de exemplu de la producătorul W.O.M. (Cuplor cu zoom HD autoclavabil, tipul EZ241, distanță focală (f) = 14 - 29 mm) sau Richard Wolf (obiectiv cu zoom RIWO, REF 85261504, distanță focală (f) = 13 - 29 mm).

Pot fi utilizate și endocuploare comparabile.

Conectarea endocuplorului

Procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați la nevoie capacele de protecție ale endocuplorului.
2. Înșurubați endocuplorul pe capul de cameră manual, în direcția acelor de ceas.

Notă: Răspunderea menținerii barierei sterile îi revine întotdeauna utilizatorului.

Endocuplorul este conectat.

3.6 Încheierea utilizării și curățarea preliminară

Încheiați utilizarea și efectuați curățarea preliminară

Procedați după cum urmează:

1. Îndepărtați dacă este cazul husa sterilă și eliminați-o.
2. Deșurubați endocuplorul de pe capul de cameră manual, în sensul invers acelor de ceas și pregătiți-l conform instrucțiunilor producătorului.
3. Decuplați capul de cameră din unitatea de comandă.
4. La sfârșitul operației, curățați capul de cameră, inclusiv cablurile și conectorii, ștergându-l cu o lavetă fără scame, umezită, dar fără să curgă, timp de minim **un** minut până nu mai sunt vizibile resturi.

Agenti de curățare
([secțiune 4.4](#))

Pentru umezirea lavetei, folosiți o soluție de curățare enzimatică pregătită conform specificațiilor producătorului (Cidezime®/Enzol®).

5. Opriți aparatele electrice.

Utilizarea și curățarea preliminară sunt încheiate.

3.7 Indicații privind depozitarea și transportul

Depozitați produsul în sistem protejat contra prafului într-un mediu uscat, bine aerisit și cu o temperatură constantă.

La depozitare sau la depozitarea intermediară, asigurați-vă că produsul nu poate fi deteriorat sub acțiunea mediului ambiant.

Pentru a evita deteriorările, protejați produsul de lumina directă a soarelui, radiații electromagnetice puternice și radiații electromagnetice puternice.

Condițiile ambiante pentru transport, depozitare și funcționare se regăsesc în secțiune 5.2.

3.8 Măsurile în caz de defecțiuni, tabel cu defecțiuni

Defecțiune	Cauză posibilă	Remediu
Imaginea este prea întunecată, iluminare prea scăzută	Suprafețele de sticlă ale capului de cameră prezintă impurități	Curățați suprafețele din sticlă (<u>capitol 4</u>)
	Depuneri persistente pe suprafețele de sticlă	Îndepărtați depunerile (<u>capitol 4</u>)
	Cabluri de lumină defecte	Conectați un cablu de lumină nou. Trimiteți în service
	Luminozitatea camerei este reglată la un nivel prea scăzut	Reglați luminozitatea camerei la un nivel mai ridicat
	Sistemul optic al endoscopului este defect	Dacă imaginea este prea întunecată și fără cameră, utilizați un alt endoscop și trimiteți endoscopul în service
	Iluminarea este setată la un nivel prea redus	Măriți gradul de iluminare din sursa de lumină
Imagine neclară, nu poate fi reglată	Endocuplorul nu corespunde standardului C-Mount	Conectați endocuplorul adecvat
	Endocuplorul nu este adecvat pentru utilizare	Conectați endocuplorul adecvat
	Endocuplorul este murdar	Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului
Pe monitor nu apare imaginea	Cablul de conexiune nu este conectat sau este defect	Conectați capul de cameră la unitatea de comandă. Verificați dacă ștecărul nu prezintă umiditate. În cazul în care cablul este defect, trimiteți în service

Tabel 3-2: Tabel cu defecțiuni.

3.9 Service

Dacă este necesară repararea produsului, adresați-vă reprezentanțelor noastre. Datele de contact se găsesc la capătul acestor instrucțiuni de utilizare.

Includeți în pachet o **descriere a defecțiunii** cât mai precisă și consemnați în avizul de însoțire a mărfii numărul de articol și numărul de serie al produsului. Aceste date se regăsesc pe plăcuța tehnică.



AVERTISMENT

Produs contaminat

Pericol de infecție

- > Prelucrați atent produsul înainte de expediere (*capitol 4*)
- > Marcați produsele contaminate

Trimiteți în service numai produse curățate corespunzător.

Dacă este posibil, utilizați ambalajul de carton original pentru expediere. Marcați starea de procesare pe ambalajul exterior.

Ne rezervăm dreptul de a refuza și de a returna produsele nemarcate.

4 Procesarea

4.1 Indicații de siguranță



⚠️ AVERTISMENT

Dacă se suspectează contactul produsului cu agenți patogeni ai bolii Creutzfeldt-Jakob, procesarea produsului contaminat nu este posibilă

Risc de contaminare încrucișată în timpul utilizării și al procesării

- > Nu procesați produsele cu suspiciune de contaminare
- > Eliminați produsele cu suspiciune de contaminare



⚠️ PRECAUȚIE

Curățare și dezinfectare necorespunzătoare

Pericol pentru pacient în urma curățării și dezinfectării insuficiente, deteriorarea produsului

- > Utilizați aparate de curățare și dezinfectare care îndeplinesc condițiile ISO 15883-1
- > Încărcați aparatul în așa fel încât toate articolele de spălat să fie complet clătite și curățate (fără să existe zone nespălate)
- > Efectuați mentenanța adecvată a aparatului
- > Utilizați numai agenți de curățare și dezinfectare autorizați pentru produs
- > Efectuați curățarea preliminară a produselor direct după utilizare și procesați-le în interval de 6 ore
- > La curățarea preliminară, nu sunt permise temperaturi de fixare de > 45 °C
- > La curățarea preliminară, nu utilizați agenți de curățare și dezinfectare persistenți (ingredient activ: aldehydă, alcool)

ATENȚIE

Sterilizarea inadecvată

Este posibilă deteriorarea aparatului

- > Utilizați exclusiv procedurile autorizate
- > Nu sterilizați unitatea de comandă

ATENȚIE

Agenți de curățare inadecvați și substanțe chimice de proces inadecvate

Deteriorări prin coroziune, uzură prematură și modificări vizuale la nivelul materialului

- > Utilizați numai agenți de curățare și dezinfectare autorizați pentru produs
- > Utilizați numai substanțe chimice de proces a căror compatibilitate cu materialul a fost recomandată de producătorul de substanțe chimice
- > Respectați toate specificațiile de utilizare ale producătorului de substanțe chimice privind temperatura, concentrația și timpul de aplicare
- > Nu utilizați substanțe chimice de proces ce pot provoca fisuri prin tensiune sau fragilizarea materialelor plastice
- > Evitați contactul cu soluțiile clorurate
- > După contactul cu soluții clorurate, spălați bine produsele cu apă distilată și uscați-le complet

ATENȚIE

Utilizarea băii cu ultrasunete

Deteriorarea produsului

- > Nu expuneți produsul băii cu ultrasunete

4.2 Calificările personalului

Cerințele privind calificările personalului însărcinat cu procesarea produselor medicale sunt reglementate prin lege în numeroase țări.

În orice caz, procesarea produselor medicale este permisă numai personalului specializat care dispune de competențele necesare.

Competențele se pot obține prin formare de specialitate sau prin educație și lucrări practice, fiind posibilă și completarea lor prin activități de formare profesională adecvate.

4.3 Proceduri validate

Dacă nu se lucrează cu o husă sterilă, se va aplica procedura de procesare.

Procesarea se compune din

- curățare preliminară întotdeauna după utilizare
- curățare și dezinfecție (manuală sau automată) și
- Sterilizare

Procedurile indicate în acest document sunt validate în materie de eficacitate.

Răspunderea
beneficiarului

Beneficiarului îi revine răspunderea de a efectua, de a documenta, pune în aplicare și întreține un proces de procesare valid.

Asigurați-vă că aparatura utilizată la procesare este supusă unui proces de mentenanță adecvat.

4.4 Agenți de curățare și dezinfectare

Curățarea manuală se validează cu:

- Cidezyme®/Enzol® (Johnson & Johnson)

Dezinfectarea manuală se validează cu:

- Cidex® OPA (Johnson & Johnson)

Curățarea automată se validează cu:

- neodisher® MediClean forte 0,5 %
(Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG)

Utilizați pe cât posibil numai acești agenți de curățare și dezinfectare.

Respectați specificațiile
producătorului!

Înainte de utilizare, citiți cu atenție și în întregime informațiile pentru utilizator emise de producător și respectați indicațiile privind concentrația, temperatura, durata de utilizare, volumul de apă și timpul de aplicare.

4.5 Curățare și dezinfectare manuale

4.5.1 Prezentare generală

Fază	Etapă de lucru	Temperatură (°C/°F)	Timp (min)	Calitatea apei	Soluție de curățare/dezinfectare
I	Curățare	Conform datelor producătorului	2 - 5	Apă de la robinet	Agent de curățare enzimatic: Cidezyme®/Enzol®, preparate conform indicațiilor producătorului
II	Spălare intermediară	20-30 / 68-86	3 x ≥ 1	Apă de la robinet	---
III	Dezinfectare	Conform datelor producătorului	12	---	Soluție cu 0,55 % orto-ftalaldehidă: Cidex® OPA
IV	Spălare finală	20-30 / 68-86	3 x ≥ 1	Apă distilată*	---
V	Uscare	---	---	---	---

Tabel 4-1: Prezentare generală a curățării și dezinfecției manuale.

*Apă distilată = apă distilată (demineralizată, cu conținut scăzut de germeni, max. 10 germeni/ml și conținut redus de endotoxine, max. 0,25 unități de endotoxină/ml)

4.5.2 Efectuarea procedurilor

Efectuarea fazei I: Curățare

Procedați după cum urmează:

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi. Îndepărtați impuritățile de pe suprafețele optice numai cu tampoane îmbibate cu alcool sau agenți de curățare neutri.

îmbibați 2-5 min

1. Scufundați produsul timp de **două** până la **cinci** minute în soluția de curățare pregătită conform specificațiilor producătorului.

Lăsați bulele de aer să se elimine

Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile sunt umezite cu soluția de curățare și că produsul este scufundat pe parcursul întregului interval de curățare. Introduceți capul de cameră în așa fel încât aerul să iasă complet din deschizăturile acoperite.

Ștergeți sau frecați cu peria suprafețele exterioare	2. Curățați produsul aflat complet în soluție cu o lavetă moale, curată și fără scame sau cu o perie moale.
Ștergeți sau frecați cu peria cel puțin 1 min	Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin un minut resp. până când nu mai există reziduuri vizibile.
Deplasați componentele mobile	În timpul curățării, deplasați componentele mobile ale produsului complet scufundat în soluția de curățare în fiecare direcție de trei ori până la opritor. ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi.
Spălare	3. În final, spălați bine suprafețele produsului cu deschizături acoperite sau cu geometrie complexă cu soluția de curățare, de cel puțin cinci ori. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml.
Efectuarea fazei II: Limpezire intermediară	
<i>Procedați după cum urmează:</i>	
3 cicluri de spălare a câte cel puțin 1 min	1. Scufundați complet produsul în apă de la robinet (20-30 °C / 68-86 °F). Clătiți complet toate suprafețele accesibile în cursul a trei cicluri de spălare de câte cel puțin un minut.
Deplasați componentele mobile	În timpul spălării, deplasați componentele mobile în fiecare direcție de trei ori până la opritor. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare.
Clătiți suprafețele	2. Clătiți bine suprafețele cu orificii acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin șase ori, cu apă de la robinet. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare. Lăsați apa reziduală să se scurgă complet.
Efectuarea fazei III: Dezinfecție	
<i>Procedați după cum urmează:</i>	
Lăsați să se scufunde timp de 12 min	1. Scufundați complet produsul cel puțin douăsprezece minute în soluția de dezinfectare. Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile rămân scufundate în soluția de dezinfectare pe parcursul întregului interval de dezinfectare.
Îndepărtați bulele de aer	Îndepărtați toate bulele de aer fixate pe suprafețele componentelor.
Ștergeți sau frecați cu peria produsul	2. Curățați apoi produsul aflat complet în soluție cu o lavetă moale, curată și fără scame sau cu o perie moale. Ștergeți sau frecați cu peria timp de cel puțin un minut.

Deplasați
componentele mobile

Asigurați-vă că toate suprafețele accesibile sunt umezite de soluția de dezinfectare, deplasând componentele mobile în fiecare direcție de **trei** ori până la opritor.

ATENȚIE! Suprafață vulnerabilă la zgârieturi. Pericol de coroziune. Nu utilizați perii metalice, obiecte metalice sau agenți abrazivi.

- Spălați bine suprafețele produsului cu deschizături acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin **cinci** ori cu soluție de dezinfectare. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml.

Efectuarea fazei IV: Clătirea finală

Procedați după cum urmează:

3 cicluri de spălare a
câte cel puțin 1 min

- Scufundați produsul complet în apă distilată (20-30 °C / 68-86 °F) și clătiți toate suprafețele accesibile în **trei** cicluri de clătire timp de minim **un** minut.

Deplasați
componentele mobile

În timpul spălării, deplasați componentele mobile în fiecare direcție de **trei** ori până la opritor.

Clătiți suprafețele

- Clătiți bine suprafețele cu orificii acoperite sau cu geometrie complexă de cel puțin **trei** ori, cu apă distilată. Utilizați o seringă de unică folosință de 50 ml. Utilizați apă proaspătă la fiecare ciclu de spălare. Lăsați apa reziduală să se scurgă complet.

Efectuarea fazei V: Uscare

Procedați după cum urmează:

- Uscați produsul cu o lavetă moale, care nu lasă scame. Folosiți aer comprimat medicinal cu o presiune de max. 0,5 bar pentru a usca zonele unde nu se poate ajunge cu laveta.
- Asigurați-vă că produsul este curat și intact. Dacă este cazul, repetați procesul de curățare și dezinfectare.

Verificarea vizuală

Dacă identificați deteriorări, puneți imediat produsul deoparte.

- Se exclud curățarea și dezinfectarea manuale.



AVERTISMENT!

Produsul nu este steril după curățarea și dezinfectarea manuale.

4.6 Curățarea automată și dezinfectarea termică

4.6.1 Prezentare generală

Fază	Etapă de lucru	Temperatură (°C/°F)	Timp (min)	Calitatea apei	Soluție de curățare
I	Prespălare	rece	2	Apă de la robinet	---
II	Curățare	55/131	10	---	Agent de curățare alcalin: neodisher® MediClean forte, preparat conform datelor producătorului
III	Spălare intermediară 1	Conform ciclului standard al producătorului aparatului	1	Apă de la robinet	---
IV	Spălare intermediară 2	Conform ciclului standard al producătorului aparatului	1	Apă de la robinet	---
V	Dezinfecție termică	90/194	5	Apă deionizată (valoare A ₀ : > 3000)	---
VI	Uscare	mare (98,8/210)	30	---	---

Tabel 4-2: Prezentare generală a curățării automate și dezinfectării termice.

Notă: Componentele eloxate sau cele din plastic se pot decolora prin procesarea automată.

4.6.2 Efectuarea procedurilor

Efectuarea curățării automate și dezinfectării termice



Efectuați dezinfectarea termică numai cu produse marcate cu simbolul adiacent AUTOCLAVE ca fiind autoclavabile.

Utilizați un aparat de curățare/dezinfectare a cărui eficacitate a fost validată. Aparatul trebuie să fie conform cerințelor ISO 15883-1 resp. versiunea specifică regiunii și valabilă în aceasta.

Pentru curățarea automată se recomandă eliminarea prealabilă ca deșeu uscat.

În cazul eliminării ca deșeu umed, utilizați agenți de curățare nespumantși și spălați bine produsele înainte de curățarea automată.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru curățarea automată și dezinfectarea termică. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

Respectați specificațiile producătorului!

1. Așezați coșul de procesare* în aparatul de curățare/dezinfectare.
Respectați specificațiile producătorului și instrucțiunile de utilizare ale aparatului. În timpul încărcării, asigurați-vă că nu vor rămâne zone nespălate.
2. Porniți ciclul de curățare/dezinfectare conform datelor producătorului și instrucțiunilor de utilizare ale aparatului.

Verificarea vizuală

3. După uscare, efectuați o verificare vizuală în lumină ambiantă puternică și asigurați-vă că produsele sunt uscate, nu sunt deteriorate și că nu prezintă reziduuri vizibile.

Utilizați o lupă. Dacă este cazul, repetați procesul de curățare și dezinfectare.

Puneți imediat deoparte produsele deteriorate.



PRECAUȚIE! Pericol de opărire la golirea aparatului. Purtați mănuși.

4. Scoateți produsul din aparat.

Curățarea automată și dezinfectarea termică sunt încheiate.

* pentru validarea curățării automate și a dezinfecției termice, capul de cameră a fost așezat într-un coș de procesare obișnuit disponibil pe piață (OM-1002-SY).

4.7 Sterilizare

4.7.1 Sterilizarea cu aburi

Efectuarea sterilizării cu aburi



Efectuați sterilizarea cu aburi numai cu produse marcate cu simbolul adiacent AUTOCLAVE ca fiind autoclavabile.

Utilizați apă potabilă demineralizată, care corespunde cerințelor EN 285.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru sterilizarea cu aburi cu autoclav. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.



PRECAUȚIE! Reziduurile de agenți de curățare și materiale organice pot afecta în mod negativ rezultatul sterilizării. Efectuați sterilizarea numai după ce produsul este curățat și uscat corespunzător.

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

Procedați după cum urmează:

1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.
2. Ambalați coșul* cu două straturi individuale de pânză nețesută din două straturi, admisă pentru sterilizare.



PRECAUȚIE! Pericol de opărire la încărcarea aparatului. Purtați mănuși adecvate.

Respectați specificațiile producătorului!

- Introduceți coșul înfășurat conform unui model validat de umplere în sterilizator și respectați indicațiile producătorului sterilizatorului.

Respectați cerințele!

- Porniți sterilizarea cu aburi cu autoclav conform indicațiilor producătorului cu următorii parametri:

Tip de ciclu	Proceduri cu vacuum fracționat
Puls	3
Temperatură	134 °C (273 °F)
Timp de menținere	3 - 5 min (timp de sterilizare efectivă)

Notă: Beneficiarului îi revine răspunderea de a se asigura că aparatul de sterilizare utilizat corespunde parametrilor indicați mai sus.



PRECAUȚIE! Pericol de opărire la golirea aparatului. Purtați mănuși adecvate.

ATENȚIE! Produse încălzite sensibile la șoc. Evitați șocurile și vibrațiile.

ATENȚIE! Deteriorări în urma schimbărilor bruște de temperatură. Lăsați produsele să se răcească la temperatura camerei fără mijloace suplimentare de răcire.

- Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.

Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.

- Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un coș de procesare obișnuit disponibil pe piață (OM-1002-SY), care a fost înfășurat în două straturi de material fibros de polipropilenă (Kimguard® KC200 Sterilization Wrap, Kimberly Clark, PC 68030).

4.7.2 STERRAD® Procedura de sterilizare 100S, NX, 100NX

Efectuarea sterilizării

ATENȚIE! Utilizarea sterilizării STERRAD® poate cauza modificări la nivel cosmetic asupra produsului, care nu influențează neapărat funcționarea.

ATENȚIE! Produsul trebuie să fie complet uscat înainte de a putea fi sterilizat cu sterilizatorul STERRAD®. Umiditatea poate duce la întreruperea ciclului de sterilizare.

ATENȚIE! Deteriorări în urma manipulării abuzive. Manipulați cu atenție produsul. Nu loviți, nu striviți și nu îndoiiți. Așezați cu atenție.

Sistemul STERRAD® de la firma Advanced Sterilization Products (ASP) folosește tehnologia plasmei de temperatură joasă cu peroxid de hidrogen gazos pentru sterilizarea finală a produselor medicale reutilizabile curățate, spălate și uscate.

Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs. STERRAD® și STERRAD® Sterility Guide (SSG) al firmei ASP de pe www.sterradsterilityguide.com sau contactați serviciul clienți ASP.

Utilizați doar coșuri de procesare aprobate pentru sterilizarea STERRAD®. Respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

Procedați după cum urmează:

1. Asigurați-vă că s-au încheiat curățarea manuală sau automată și dezinfectarea.

2. Plasați o bandă indicatoare STERRAD® în coșul de procesare.

Ambalați coșul* cu două straturi individuale de pânză nețesută din două straturi, admisă pentru sterilizare.

3. STERRAD® 100S și STERRAD® 100NX: Introduceți coșul înfășurat în compartimentul superior sau inferior din camera de sterilizare.

STERRAD® NX: Introduceți coșul înfășurat în compartimentul inferior din camera de sterilizare. Compartimentul din partea de sus trebuie îndepărtat.

Poziționați coșul astfel încât agentul de sterilizare să poată acționa peste tot. Asigurați-vă că nicio componentă nu atinge peretele sterilizatorului.

Respectați specificațiile producătorului!

4. Porniți ciclul de sterilizare conform datelor producătorului și instrucțiunilor de utilizare ale aparatului de sterilizare.

Sterilizarea STERRAD® a fost validată pentru următoarele cicluri:

- STERRAD® 100S ciclu scurt (compartimentul superior sau inferior)
- STERRAD® NX ciclu standard (exclusiv compartimentul din partea de jos)
- STERRAD® 100NX ciclu standard (compartimentul superior sau inferior)

5. Scoateți articolele sterilizate din aparatul de sterilizare.

Asigurați-vă că sterilitatea este menținută după procesare.

Procedura de sterilizare s-a încheiat.

* pentru validarea sterilizării, capul de cameră a fost poziționat într-un coș de procesare (OM-1002-SY), care a fost înfășurat în două straturi de material fibros de polipropilenă (H400 Sterilization Wrap, HALYARD* Health, PC 68236).

5 Datele produsului

5.1 Date tehnice

Dimensiuni fără endocuplor (l x Î x A)	40 x 45 x 150 mm
Greutate fără endocuplor	230 g fără cablu
Senzor captură imagine	1 x 1/3" CMOS, scanare progresivă
Rezoluție	1920 x 1080 pixeli
Tip de conectare endocuplor	C-Mount
Lungime cablu de cameră	3,5 m
Tipul de protecție	IP X7
Parte aplicată cf. IEC 60601-1	Rezistent la defibrilație CF

5.2 Condiții ambiante

Condiții de transport și depozitare

Temperatură	-20 °C până la +70 °C
Umiditatea relativă a aerului	5 % până la 95 %
Presiunea aerului	50 kPa până la 106 kPa

Condiții de funcționare

Temperatură	+10 °C până la +34 °C
Umiditatea relativă a aerului	5 % până la 95 %
Presiunea aerului	70 kPa până la 106 kPa



⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea condițiilor ambiante

Leziuni tisulare ireversibile sau coagulare nedorită, rănirea utilizatorului, daune materiale

- > Respectați condițiile de utilizare, precum și condițiile de transport și depozitare

5.3 Piese de schimb și accesorii

Utilizați doar piese de schimb și accesorii originale.

Denumire	Număr articol
Coș de procesare pentru capete de cameră	OM-1002-SY

Tabel 5-1: Piese de schimb și accesorii.

6 Eliminarea deșeurilor



AVERTISMENT

Prodot contaminat

Pericol de infecție

> **Procesați produsul înainte de eliminare (*capitol 4*)**

La eliminarea și reciclarea produsului și a componentelor sale, respectați regulamentele naționale în vigoare.

Ambalajul produsului constă dintr-o pungă de polipropilenă (PP) (0,5 kg) cu inserție de spumă poliuretanică moale (PU) (0,12 kg), pungi de polietilenă (PE) (0,02 kg) și o cutie de carton din carton ondulat (0,54 kg).



Produsele marcate cu acest simbol se vor colecta separat ca aparate electrice și electronice. Eliminarea va fi efectuată gratis de către producător pe teritoriul Uniunii Europene.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH
Robert-Bosch-Str. 1-3
79211 Denzlingen
Germany

