


# Instruções de utilização

Cabeça da câmara NIR FI Full HD Zoom

Cabeça da câmara para imagens de fluorescência NIR



---

TPA785-000-18  
Version: 0  
2022 - Feb - 21

---

	<b>Índice</b>	<b>Página</b>
<b>0</b>	<b>Instruções importantes sobre este documento.....</b>	<b>6</b>
0.1	Campo de aplicação, identificação, finalidade.....	6
0.2	Grupo-alvo.....	6
0.3	Manuseamento e armazenamento do documento.....	6
0.4	Documentos suplementares.....	6
<b>1</b>	<b>Informações gerais sobre o produto.....</b>	<b>7</b>
1.1	Material fornecido.....	7
1.2	Descrição do produto.....	7
1.2.1	Características e modo de funcionamento.....	7
1.2.2	Vista geral.....	8
1.3	Aplicação.....	9
1.3.1	Finalidade.....	9
1.3.2	Indicações.....	9
1.3.3	Contraindicações.....	9
1.3.4	Perfis de utilizador.....	9
1.3.5	Compatibilidade com aparelhos cirúrgicos de alta frequência.....	9
1.3.6	Componentes obrigatórios para o funcionamento.....	10
1.4	Conformidade.....	10
1.4.1	Normas e diretivas.....	10
1.4.2	Proteção contra choques elétricos.....	10
1.4.3	Classificação do produto médico.....	10
1.5	Marcação.....	11
1.5.1	Pictogramas e informações sobre o produto e embalagem.....	11
1.5.2	Pictogramas neste documento.....	12
1.6	Contacto da assistência técnica.....	12
1.7	Registo obrigatório em caso de acidentes graves.....	12
<b>2</b>	<b>Informações gerais de segurança.....</b>	<b>13</b>
2.1	Representação de instruções de aviso.....	13
2.1.1	Instruções de aviso no início de um capítulo.....	13
2.1.2	Instruções de aviso no texto.....	14
2.2	Segurança do produto.....	14
2.2.1	Instruções de segurança básicas.....	14
2.2.2	Qualificações do pessoal.....	15

---

<b>3</b>	<b>Utilização.....</b>	<b>16</b>
3.1	Informações de segurança.....	16
3.2	Teclas da cabeça da câmara.....	17
3.2.1	Aspetos gerais e disposição no estado de fornecimento.....	17
3.2.2	Alteração da função das teclas.....	18
3.2.3	Navegação no menu da unidade de controlo da câmara com as teclas da cabeça da câmara.....	18
3.3	Controlo visual.....	19
3.4	Ligação de uma unidade de controlo da câmara.....	19
3.5	Ligação de um endoscópio.....	20
3.6	Focagem da imagem e Zoom.....	21
3.7	Conclusão da utilização e pré-limpeza.....	21
3.8	Instruções sobre armazenamento e transporte.....	21
3.9	Procedimento em caso de avaria, tabela de avarias.....	22
3.10	Reparação.....	23
<b>4</b>	<b>Reprocessamento.....</b>	<b>24</b>
4.1	Informações de segurança.....	24
4.2	Qualificações do pessoal.....	25
4.3	Processos validados.....	26
4.4	Produto de limpeza e desinfeção.....	26
4.5	Limpeza e desinfeção manuais.....	27
4.5.1	Sinopse.....	27
4.5.2	Execução.....	27
4.6	Limpeza automática e desinfeção térmica.....	30
4.6.1	Pré-limpeza manual.....	30
4.6.2	Sinopse.....	31
4.6.3	Execução.....	31
4.7	Esterilização.....	32
4.7.1	Métodos de esterilização STERRAD® 100S, NX, 100NX.....	32
4.7.2	Processo de Esterilização STERIS V-PRO®.....	33
4.7.3	Processo de esterilização STERIS SYSTEM 1® / SYSTEM 1E®.....	34
4.7.4	Esterilização a gás com óxido de etileno.....	36
<b>5</b>	<b>Dados do produto.....</b>	<b>38</b>
5.1	Dados técnicos.....	38
5.2	Condições ambientais.....	38
<b>6</b>	<b>Eliminação.....</b>	<b>39</b>



## **0 Instruções importantes sobre este documento**

### **0.1 Campo de aplicação, identificação, finalidade**

Estas instruções de utilização são aplicáveis ao seguinte produto:

Designação do artigo: **Cabeça de câmara NIR-FI Full HD Zoom**

Número do artigo: **95-3908**

Estas instruções de utilização são parte integrante do produto e incluem todas as informações de utilidade para o utilizador e operador para uma utilização segura e de acordo com a finalidade prevista.

### **0.2 Grupo-alvo**

Estas instruções de utilização destinam-se a médicos, pessoal de assistência médica, técnicos de medicina e responsáveis pela esterilização de produtos que estão encarregados da instalação, operação, manutenção, conservação e repro-cessamento do produto.

### **0.3 Manuseamento e armazenamento do documento**

Conserve estas instruções de utilização num local definido e certifique-se de que estão sempre acessíveis ao seu grupo-alvo.

Se vender o produto ou mudar a sua localização, transfira este documento para o proprietário seguinte.

### **0.4 Documentos suplementares**

Instruções de utilização para a unidade de controlo da câmara

Relativamente à utilização e disposição das teclas da cabeça da câmara e das respetivas opções e possibilidades, seguir as instruções de utilização para a unidade de controlo da câmara utilizada (95-3981, 95-3985).

# 1 Informações gerais sobre o produto

## 1.1 Material fornecido

O material fornecido do produto inclui:

- Uma cabeça da câmara
- Um manual de instruções

Verificar o material fornecido!

Verifique o material fornecido quanto a completude e estado intacto após a recepção através da guia de remessa.

O material fornecido saiu das nossas instalações sem problemas. Se existir um motivo de reclamação, contacte o seu distribuidor. Pode obter os dados de contacto no verso deste documento.

## 1.2 Descrição do produto

### 1.2.1 Características e modo de funcionamento

Unidades de controlo utilizáveis

A presente cabeça da câmara pode ser ligada às unidades de controlo com os seguintes números de artigo e só pode ser utilizada com essas unidades: 95-3981, 95-3985.

Câmara CMOS

A cabeça da câmara e a unidade de controlo da câmara constituem no seu conjunto uma câmara baseada na técnica CMOS que transmite vídeos endoscópicos em tempo real para apresentação num monitor.

Fluorescência NIR

A cabeça da câmara é sensível no espectro infravermelho visível e próximo, tornando a luz infravermelha próxima visível para imagens de fluorescência NIR.

Full HD - 1080p

Em combinação com um monitor apropriado, a câmara oferece uma resolução de imagem nativa Full HD em varrimento progressivo (1080p).

Teclas da cabeça da câmara

A cabeça da câmara possui três teclas configuráveis que servem para ajuste da apresentação de imagem, captura de imagem e vídeo ou navegação e alteração de definições no menu de configuração da unidade de controlo da câmara.

Zoom parfocal

A cabeça da câmara oferece uma distância focal regulável manualmente de 14,25–28 mm, que corresponde a um zoom duplo.

A objetiva integrada é instalada de forma parfocal, o que permite manter a nitidez da imagem durante o zoom.

1.2.2 Vista geral




Imagem 1-1: Modelo de cabeça de câmera "NIR-FI Full HD Zoom".

- 1 Anel de zoom
- 2 Anel de focagem
- 3 Bloqueio da ocular
- 4 Proteção contra abertura acidental do bloqueio
- 5 Teclas da cabeça da câmera



---

## **1.3 Aplicação**

### **1.3.1 Finalidade**

A cabeça da câmara, em conjugação com uma unidade de controlo da câmara e um endoscópio, fornece uma imagem de vídeo em tempo real durante intervenções endoscópicas de diagnóstico ou terapêuticas.

A cabeça da câmara também permite a obtenção de imagens de fluorescência intraoperatórias na gama dos infravermelhos próximos com uma coloração fluorescente adequada (sobretudo verde de indocianina), permitindo, assim, uma imagem de câmara fluorescente.

### **1.3.2 Indicações**

A cabeça da câmara está indicada para utilização em intervenções endoscópicas cirúrgicas que o médico considere adequadas para o paciente, quando haja necessidade de uma câmara para a obtenção de imagens intraoperatórias.

A decisão de realização de uma intervenção endoscópica compete ao médico responsável e depende do estado do paciente.

Para uma aplicação segura, as normas/diretrizes que foram publicadas por organismos oficiais, por ex. associações científicas para a cirurgia endoscópica, devem ser respeitadas.

### **1.3.3 Contraindicações**

A aplicação é contraindicada se os procedimentos de endoscopia forem contraindicados por qualquer motivo.

Não são conhecidas quaisquer contraindicações diretamente relacionadas com os aparelhos.

Aplicam-se as contraindicações médicas relativas aos corantes fluorescentes que podem ser utilizados.

Em qualquer intervenção, o médico responsável deve decidir, com base no estado geral do paciente e numa avaliação risco-benefício individual, se a utilização do aparelho prevista é permitida segundo os padrões profissionais.

### **1.3.4 Perfis de utilizador**

Está prevista a aplicação por profissionais de saúde numa unidade profissional do sistema de saúde (hospital).

### **1.3.5 Compatibilidade com aparelhos cirúrgicos de alta frequência**

O aparelho está autorizado para aplicação com aparelhos cirúrgicos de alta frequência. Os requisitos para uma utilização de acordo com a finalidade prevista não se alteram numa cirurgia com alta frequência.

### 1.3.6 Componentes obrigatórios para o funcionamento

A cabeça da câmara pode ser ligada às unidades de controlo com os seguintes números de artigo e só é compatível com essas unidades:

- NIR-FI CCU Full HD (95-3981)
- NIR-FI CCU 4K (95-3985)

Consulte o manual de instruções fornecido com a fonte de luz (05-0761nir) para conhecer todos os requisitos do sistema necessários à obtenção dos resultados pretendidos ao utilizar a câmara para imagens de fluorescência NIR.

## 1.4 Conformidade

### 1.4.1 Normas e diretivas

O produto, composto por unidade de controlo e cabeça da câmara, cumpre os requisitos das seguintes normas aplicáveis:

- **IEC 60601-1** Aparelhos médicos elétricos - Parte 1:  
Regras gerais de segurança básica e de desempenho essencial
- **IEC 60601-1-2** Aparelhos médicos elétricos - Parte 1-2:  
Compatibilidade eletromagnética
- **IEC 60601-2-18** Aparelhos médicos elétricos - Parte 2-18:  
Regras particulares de segurança, incluindo o desempenho essencial de aparelhos endoscópicos

### 1.4.2 Proteção contra choques elétricos



Este produto, em combinação com a unidade de controlo da câmara, cumpre as condições de proteção de desfibrilação CF de acordo com a IEC 60601-1 para proteção contra choques elétricos e está autorizado para combinação com unidades de aplicação concebidas para aplicação direta no coração.

### 1.4.3 Classificação do produto médico

Este produto é um dispositivo médico da classe I, de acordo com as **orientações aplicáveis da UE**.

## 1.5 Marcação

### 1.5.1 Pictogramas e informações sobre o produto e embalagem

Em seguida, são explicados os pictogramas presentes no produto ou embalagem.



Cumprir escrupulosamente as instruções de utilização



Marcação CE



Número do artigo



Número de série



Dispositivo médico



Fabricante



Data de fabrico



Aviso (IEC 60601-1 3rd edition) /

Atenção: atentar nos documentos em anexo (IEC 60601-1 2nd edition)



Não utilizar em ambiente de ressonâncias magnéticas



Unidade de aplicação com proteção de desfibrilação CF de acordo com IEC 60601-1



Desbloqueio



Sistema de bloqueio



Temperaturas de armazenamento e transporte permitidas



Humidade relativa do ar permitida durante o armazenamento e transporte



Pressão do ar permitida durante o armazenamento e transporte

**Rx** only

Cuidado: a venda ou prescrição deste produto por um médico está sujeita às restrições da Lei Federal dos EUA



Recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos usados

### 1.5.2 Pictogramas neste documento

Em seguida, são explicados os pictogramas presentes neste documento.



Símbolo gerais de aviso



Aviso de tensão elétrica



Aviso de risco biológico, perigo de infeção

### 1.6 Contacto da assistência técnica

Para questões sobre os nossos produtos, sobre a instalação ou utilização dos nossos produtos ou para obter assistência técnica, contacte um distribuidor.

Pode obter os dados de contacto no verso deste documento.

### 1.7 Registo obrigatório em caso de acidentes graves

Um aviso aos utilizadores e/ou doentes de que qualquer incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

## 2 Informações gerais de segurança

### 2.1 Representação de instruções de aviso

#### 2.1.1 Instruções de aviso no início de um capítulo

Pode encontrar as instruções de aviso descritas a seguir no início dos capítulos, cujas instruções de manuseamento possam implicar determinados riscos.

A gravidade do perigo potencial é indicada pela palavra de sinalização relativa à instrução de aviso.

Leia cuidadosamente estas instruções de aviso e tenha-as em atenção durante a realização das respetivas tarefas.

Indicação de um perigo que pode provocar morte ou ferimentos graves:



#### **⚠ ATENÇÃO**

##### **Tipo e fonte de um risco de ferimentos**

Consequências em caso de não-observância

> Medidas de proteção contra o perigo

Indicação de um perigo que pode provocar ferimentos ligeiros ou de gravidade média:



#### **⚠ CUIDADO**

##### **Tipo e fonte de um risco de ferimentos**

Consequências em caso de não-observância

> Medidas de proteção contra o perigo

Indicação para possibilidade de danos materiais:

#### **AVISO**

##### **Tipo e fonte de um risco de danos materiais**

Consequências em caso de não-observância

> Medidas de proteção contra o perigo

### 2.1.2 Instruções de aviso no texto

Pode encontrar as instruções de aviso descritas a seguir nas instruções de manuseamento, imediatamente antes de passos cuja execução possa implicar riscos.

A gravidade do perigo potencial é indicada pela palavra de sinalização relativa à instrução de aviso.

Leia atentamente estas instruções de aviso e siga-as para se proteger de perigos.

Indicação de um perigo que pode provocar morte ou ferimentos graves:



**ATENÇÃO!** Tipo e fonte de risco. Consequências em caso de não-observância. Medida de proteção contra o perigo.

Indicação de um perigo que pode provocar ferimentos ligeiros ou de gravidade média:



**CUIDADO!** Tipo e fonte de risco. Consequências em caso de não-observância. Medida de proteção contra o perigo.

Indicação para possibilidade de danos materiais:

**AVISO!** Tipo e fonte de risco. Consequências em caso de não-observância. Medida de proteção contra o perigo.

## 2.2 Segurança do produto

### 2.2.1 Instruções de segurança básicas

Os nossos produtos são desenvolvidos e fabricados segundo padrões da mais elevada qualidade.

Perigos - apesar de uma qualidade elevada

Embora este produto tenha sido fabricado de acordo com o estado atual da técnica, a sua colocação em funcionamento, utilização, reprocessamento ou reparação pode implicar certos perigos.

Por isso, leia atentamente estas instruções de utilização. Observe e cumpra as instruções de aviso presentes neste documento.

Opere este produto apenas num estado de bom funcionamento e de acordo com a sua finalidade prevista, observando sempre as instruções de utilização. Antes de cada utilização, verifique se o produto e respetivos acessórios se encontram intactos e em bom estado de funcionamento.

Conserve a embalagem original. Transporte e armazene o produto na sua embalagem original, utilizando-a também para enviar o produto para a assistência técnica.

Informe-nos imediatamente se detetar alguma avaria ou falha.



**ATENÇÃO!** Perigo devido a alterações não autorizadas efetuadas no produto. Perigo de ferimentos graves. Não efetue quaisquer alterações não autorizadas.



**ATENÇÃO!** Falha de componentes durante uma intervenção. Perigo para os pacientes. Preparar uma substituição rápida.



**ATENÇÃO!** Riscos devido à disposição, instalação, combinação ou características de aparelhos ou instalações ligadas. Observe as instruções de utilização dos produtos em utilização. Efetue uma avaliação dos riscos.



**ATENÇÃO!** Perigo de asfixia. Guardar o material de embalagem num local não acessível a crianças.



**ATENÇÃO!** Anomalia da imagem em direto devido a perturbações eletromagnéticas (modo de obtenção de imagens de luz branca e de fluorescência NIR). Perigo para o paciente devido à alteração da representação de imagem, bloqueio do sistema no modo de obtenção de imagens FI, falha da imagem em direto (p. ex., atrasos, imagem congelada), perturbações da imagem (p. ex., manchas ou faixas na imagem) ou alteração da orientação da imagem. Eliminar todas as fontes de perturbação. Respeitar a distância mínima recomendada de acordo com as instruções sobre compatibilidade eletromagnética. Garantir que a imagem em direto no monitor é corretamente apresentada. Certifique-se de que a imagem em direto é apresentada com a orientação correta (não espelhada).



**ATENÇÃO!** Tomografia de ressonância magnética (TRM). Força magnética, interações eletromagnéticas, aquecimento de peças metálicas. Não utilizar o produto na proximidade de tomógrafos de ressonância magnética.



**ATENÇÃO!** Utilização durante a descarga de um desfibrilhador. Perigo para pessoas. Retire o produto do campo de operação antes do descarregamento.



**CUIDADO!** Manuseamento descuidado. Risco para o doente devido a produto danificado. Tratar o produto com cuidado. Não dobrar, entalar nem fletir demasiado o cabo da câmara. Após uma forte sobrecarga mecânica ou queda, não utilizar o produto ou remetê-lo para uma inspeção pelo fabricante.



**ATENÇÃO!** Um manuseamento ou manutenção incorretos e uma utilização em desacordo com a finalidade prevista pode acarretar riscos para o paciente, utilizador e terceiros, assim como um desgaste prematuro do produto.

### 2.2.2 Qualificações do pessoal

Respeite os requisitos de qualificação

São necessárias qualificações especiais para a instalação, operação e manutenção. Cumpra os requisitos de qualificação do pessoal indicados nos respetivos capítulos deste documento.

**3****Utilização****3.1****Informações de segurança****⚠ ATENÇÃO****Utilização de peças não esterilizadas**

Perigo de infeção para os pacientes

- > Utilizar exclusivamente endoscópios e acessórios de endoscópio devidamente preparados
- > Antes da utilização, realize um controlo visual

**⚠ ATENÇÃO****Apresentação de uma gravação em vez de uma imagem em direto**

Perigo para os pacientes

- > Certifique-se sempre de que a imagem em direto da câmara endoscópica é apresentada no monitor

**⚠ ATENÇÃO****Interações entre aparelhos utilizados simultaneamente (por ex. laser, cirurgia de alta frequência)**

Perigo para o paciente e utilizador, perturbações de imagem, danos no produto

- > Certifique-se de que todos os aparelhos utilizados cumprem, no mínimo, as condições de classificação exigidas do tipo BF, CF ou tipo CF com classificação à prova de desfibrilação, de acordo com IEC 60601-1
- > Atente na identificação e instruções de utilização dos aparelhos utilizados
- > Evitar um contacto direto do endoscópio e peças condutoras com os eléctrodos de alta frequência ativos
- > Não ativar eléctrodos de alta frequência na presença de gases ou líquidos inflamáveis
- > Aspirar misturas de gases e líquidos com risco de explosão antes de utilizar aparelhos de alta frequência



## 3.2 Teclas da cabeça da câmara


### 3.2.1 Aspetos gerais e disposição no estado de fornecimento

Cada tecla da cabeça da câmara pode acionar uma determinada função através de uma pressão breve ou longa.

As teclas podem ser livremente atribuídas no menu, com as seguintes limitações:

- o acesso ao menu não pode ser alterado;
- Certas funções (p. ex., White balance (Equilíbrio de brancos), Light source on/off (Fonte de luz ligar/desligar), Advanced Views e Noise reduction [Redução de ruído]) podem apenas ser atribuídas às teclas 1 e 2, sendo efetivadas através de pressão prolongada.

Na **configuração original**, as teclas da cabeça da câmara estão atribuídas da seguinte forma:



	Tecla 1	Tecla 2	Tecla 3
Pressão breve	<p><b>A fonte de luz está ligada:</b> trocar modo de obtenção de imagens</p> <p><b>A fonte de luz está ligada:</b> ativar a fonte de luz</p>	Iniciar/parar a captura de vídeo	Captura de fotografia
Pressão longa	<p><b>O modo NIR-FI está ativado:</b> Retorno direto à imagem de luz branca</p> <p><b>A imagem de luz branca está ativada:</b> desativar a fonte de luz</p>	Equilíbrio de brancos	Aceder ao menu

Tabela 3-1: Configuração original das teclas da cabeça da câmara.

### 3.2.2 Alteração da função das teclas

#### Alterar a função das teclas da cabeça da câmara



Navegue com as teclas de seta no menu e confirme a sua seleção com a tecla *Menu*.


A seguir, é descrita a forma como pode atribuir a tecla 3 ao realce de limites.

Proceda do seguinte modo:



1. Prima a tecla **Menu** na cabeça da câmara durante aprox. 2 segundos.
    - > O menu principal abre-se no ecrã.
  2. Navegue para a entrada de menu **Options (Opções)** e confirme.
  3. Navegue para **Button function (Função das teclas)** e confirme.
  4. Navegue para **M short (M curta)** e confirme.
  5. Navegue para a opção **Edge enhancement (Realce de limites)** e confirme.
    - > A sua seleção é apresentada em letras brancas.
    - > Com a tecla 3, pode agora controlar o realce de limites.
- A função das teclas foi alterada.

### 3.2.3 Navegação no menu da unidade de controlo da câmara com as teclas da cabeça da câmara



Acesso ao menu:	Premir a tecla 3 e manter premida.
Para cima no menu:	Premir brevemente a tecla 1.
Para baixo no menu:	Premir brevemente a tecla 2.
Confirmar seleção no menu:	Premir brevemente a tecla 3.
Abandonar o menu:	Premir a tecla 3 e manter premida.

### 3.3 Controlo visual

#### Realizar um controlo visual

Realize um controlo visual **antes de cada intervenção**.

Proceda do seguinte modo:

Superfícies de vidro sem sujidade?

1. Certifique-se de que as superfícies de vidro da cabeça da câmara não apresentam sujidade.

Para esse efeito, dirija a cabeça da câmara para uma superfície branca e limpa. Os vidros estão sujos se detetar manchas ou sombras no ecrã que não são visíveis à superfície.

**AVISO!** Arranhões nos vidros. Não utilizar escovas, mas sim um pano macio que não largue pelos.

Limpe os vidros sujos com etanol 70%.

Anéis de ajuste operacionais?

2. Certifique-se de que os anéis de ajuste estão operacionais.

Cada anel deve poder rodar sem encravar.

Cada anel deve poder rodar com uma resistência ligeira e uniforme.

Não utilize a cabeça da câmara se um anel de ajuste encravar ou apresentar folga durante a rotação.

O cabo não está danificado?

3. Certifique-se de que o cabo da câmara não se encontra danificado.

Não utilize a cabeça da câmara se o cabo da câmara estiver dobrado, partido ou torcido.

A ficha está seca e não está danificada?

4. Certifique-se de que os contactos na ficha de ligação do cabo da câmara não apresentam sinais de humidade e não estão sujos.

Não utilize a cabeça da câmara se existirem sinais de humidade na ficha ou se os contactos estiverem sujos.

A caixa não está danificada?

5. Certifique-se de que a caixa não apresenta danos externos.

Não utilize o aparelho se a caixa apresentar danos externos.

O controlo visual foi concluído.

### 3.4 Ligação de uma unidade de controlo da câmara

#### Ligar a cabeça da câmara à unidade de controlo da câmara

**AVISO!** Danos no cabo da câmara devido a ser dobrado, entalado ou demasiado fletido. Não dobrar, entalar nem fletir demasiado o cabo da câmara.

Proceda do seguinte modo:



1. Introduza a ficha de ligação completamente na tomada de conexão na unidade de controlo da câmara até engatar.

> O nome do modelo da cabeça de câmara conectada é apresentado no ecrã.

A cabeça da câmara está ligada.

### 3.5 Ligação de um endoscópio

#### Acoplar o endoscópio

*Todos os endoscópios com ocular visual compatível com ACMI são adequados para ligação à cabeça da câmara.*

*Proceda do seguinte modo:*

1. Se necessário, aplique uma proteção esterilizada no endoscópio.

Observe as instruções de utilização da proteção esterilizada, se necessário.

Observação: A manutenção da barreira estéril é sempre da responsabilidade do utilizador.

2. Pressione ambos os bloqueios do acoplador de extremidade em conjunto para abrir as garras de fixação.

3. Ajuste o endoscópio com o funil ocular e solte os bloqueios.



4. Proteja o endoscópio contra uma abertura acidental. Para isso, ligue o fusível ao acoplador de extremidade.

5. Se necessário, puxe a proteção esterilizada sobre a cabeça da câmara e o cabo da câmara para a unidade de controlo da câmara, até a proteção ficar completamente estendida.

- O endoscópio está ligado.

### 3.6 Focagem da imagem e Zoom

#### Ajustar a nitidez da imagem e fazer zoom

*Proceda do seguinte modo:*

1. Ajuste o tamanho da imagem desejado com a ajuda do anel de zoom traseiro.
2. Direcione o endoscópio na distância de trabalho para uma estrutura de contornos nítidos.
3. Rode o anel de focagem dianteiro na cabeça da câmara para ajustar a nitidez da imagem.

Parfocal      Depois de nítida, a imagem permanece nítida também ao fazer zoom.

A imagem foi ajustada.

### 3.7 Conclusão da utilização e pré-limpeza

#### Terminar a utilização

Observação: O acoplador de extremidade está firmemente conectado à cabeça da câmara e não pode ser desmontado.

*Proceda do seguinte modo:*

1. Se necessário, remova a proteção esterilizada e elimine-a.
2. Desacople o endoscópio e o condutor de luz.
3. Desacople a cabeça da câmara da unidade de controlo da câmara.
4. Se necessário, remova quaisquer resíduos de operação visíveis com um pano húmido, mas sem pingar e que não largue pelos.
5. Desligue os aparelhos elétricos.

O uso e a pré-limpeza estão concluídos.

### 3.8 Instruções sobre armazenamento e transporte

Armazene o produto protegido contra o pó num ambiente seco, bem ventilado e de temperatura equilibrada.

Aquando do seu armazenamento ou armazenamento temporário, certifique-se de que o produto não pode ser danificado devido às condições do seu ambiente de armazenamento.

Para evitar danos, proteja o produto da luz solar direta, radioatividade e forte radiação eletromagnética.

Pode obter informações sobre as condições ambiente para transporte, armazenamento e operação na secção 5.2.

### 3.9 Procedimento em caso de avaria, tabela de avarias

Falha	Possível causa	Solução
Imagem demasiado escura, iluminação demasiado fraca	Superfícies de vidro da cabeça da câmara sujas	Limpar as superfícies de vidro ( <i>capítulo 4</i> )
	Manchas difíceis nas superfícies de vidro	Remover as manchas ( <i>capítulo 4</i> )
	Cabo de fibra ótica danificado	Ligar um novo cabo de fibra ótica. Enviar para reparação
	Luminosidade da câmara regulada muito baixa	Aumentar a luminosidade da câmara
	Lentes do endoscópio danificadas	Caso a imagem seja demasiado escura mesmo sem câmara, utilizar outro endoscópio e enviar o endoscópio avariado para reparação
	Iluminação regulada para muito escuro	Aumentar a iluminação da fonte de luz
Sem imagem no monitor	O cabo de conexão não está ligado ou está danificado	Ligar a cabeça da câmara à unidade de controlo. Verificar a ficha quanto a humidade. Se o cabo estiver danificado, remeta-o para reparação

Tabela 3-2: Tabela de avarias.

### 3.10 Reparação

Se for necessária uma reparação do produto, contacte uma das nossas agências. Pode obter os dados de contacto no verso destas instruções de utilização.

Inclua uma **descrição da avaria** o mais detalhada possível, quando enviar o produto para reparação e indique na guia de remessa o número de artigo e o número de série do produto. Pode obter estas informações na placa de especificações.



#### **⚠ ATENÇÃO**

##### **Produto contaminado**

Perigo de infeção

- > Antes de enviar o produto para reparação, efetue o seu reprocessamento correto (*capítulo 4*)
- > Identificar produtos contaminados

Envie para reparação apenas produtos limpos.

Se possível, utilize a embalagem original do produto quando o enviar para reparação. Indique o estado de reprocessamento na embalagem exterior.

Reservamo-nos o direito de recusar e enviar de volta quaisquer artigos não identificados.

## 4 Reprocessamento

### 4.1 Informações de segurança



#### **ATENÇÃO**

**Suspeita de contacto do produto com agentes patogénicos da doença de Creutzfeldt-Jakob – o reprocessamento do produto contaminado é impossível**

Risco de contaminação cruzada durante a utilização e o reprocessamento

- > Não reprocessar produtos suspeitos de contaminação
- > Eliminar os produtos suspeitos de contaminação



#### **CUIDADO**

**Limpeza e desinfeção incorretas**

Risco para o doente devido a limpeza e desinfeção insuficientes, danos no produto

- > Utilizar o aparelho de limpeza e desinfeção que cumpra os requisitos da norma ISO 15883-1
- > Carregar o aparelho de tal forma que todo o produto a lavar seja enxaguado e limpo por completo (sem "sombras de lavagem")
- > Proceder a uma manutenção correta do aparelho
- > Utilizar apenas detergentes e desinfetantes autorizados para o produto
- > Proceder a uma pré-limpeza do produto imediatamente após a sua utilização e reprocessar num período máximo de 6 horas
- > Não utilizar temperaturas de fixação > 45 °C na pré-limpeza
- > Não utilizar detergentes nem desinfetantes de fixação na pré-limpeza (base da substância ativa: aldeído, álcool)

#### **AVISO**

**Esterilização incorreta**

Possíveis danos no aparelho

- > Utilizar exclusivamente métodos autorizados
- > Não esterilizar a unidade de controlo
- > Não esterilizar a cabeça da câmara com vapor ou num autoclave



**AVISO****Detergentes e químicos processuais inadequados**

Danos por corrosão, envelhecimento precoce e alterações óticas no material

- > Utilizar apenas detergentes e desinfetantes autorizados para o produto
- > Utilizar apenas produtos químicos processuais recomendados pelo fabricante relativamente à compatibilidade dos materiais
- > Seguir todas as instruções de aplicação do fabricante dos produtos químicos, no que diz respeito à temperatura, concentração e tempo de reação
- > Não utilizar produtos químicos processuais que possam provocar fendas devido à tensão ou originar a fragilização em plásticos
- > Evitar o contacto com soluções que contenham cloretos
- > Depois do contacto com soluções que contenham cloretos, lavar o produto abundantemente com água CD e secar por completo

**AVISO****Aplicação de banho de ultrassons**

Danos no produto

- > Não submeter o produto a um banho de ultrassons

**4.2 Qualificações do pessoal**

Os requisitos de qualificação para o pessoal encarregado do reprocessamento de produtos médicos estão regulados em vários países.

Em qualquer dos casos, o reprocessamento de produtos médicos apenas pode ser realizado por pessoal técnico que possua os conhecimentos especializados necessários.

Os conhecimentos especializados são obtidos através de formação superior especializada ou através de formação e atividade prática, se necessário, através de iniciativas especiais de formação.

### 4.3 Processos validados

Se não for utilizada uma proteção esterilizada, tem de ser aplicado o processo de reprocessamento.

O reprocessamento é constituído por

- Pré-limpeza imediatamente após a utilização
- Limpeza e desinfeção (manual ou automática) e
- Esterilização

Os processos indicados neste documento foram validados quanto à sua eficácia.

Responsabilidade do operador

É da responsabilidade do operador introduzir, utilizar, documentar e assegurar a manutenção de um procedimento de reprocessamento validado.

Certifique-se de que os aparelhos utilizados no reprocessamento são mantidos em bom estado de funcionamento.

### 4.4 Produto de limpeza e desinfeção

A **limpeza manual** foi validada com:

- Cidezyme®/Enzol® (Johnson & Johnson)

A **desinfeção manual** foi validada com:

- Cidex® OPA (Johnson & Johnson)

A **limpeza automática** foi validada com:

- neodisher® MediClean forte 0,5 %  
(Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG)

Se possível, utilize apenas estes produtos de limpeza e desinfeção.

Respeite as indicações do fabricante!

Antes da utilização, leia atentamente todas as informações de utilizador do fabricante e siga as indicações sobre concentração, temperatura, duração da utilização, quantidades de água e tempo de reação.

## 4.5 Limpeza e desinfecção manuais

### 4.5.1 Sinopse

Fase	Passo	Temperatura (°C/°F)	Tempo (min.)	Qualidade da água	Solução de limpeza/desinfecção
I	Limpeza	de acordo com as especificações do fabricante	2 - 5	Água da torneira	Produto de limpeza enzimático: Cidezyme®/ Enzo®, preparado de acordo com as indicações do fabricante
II	Lavagem intermédia 2x	20-30/68-86	2 x ≥ 1	Água da torneira	---
III	Desinfecção	de acordo com as especificações do fabricante	12	---	0,55% de solução de ortoftalaldeído: Cidex® OPA, preparado de acordo com as instruções do fabricante
IV	Lavagem final	20-30/68-86	3 x ≥ 1	Água CD*	---
V	Secagem	---	---	---	---

Tabela 4-1: Resumo da limpeza e desinfecção manuais.

\*Água CD = água completamente dessalinizada (desmineralizada, estéril, máx. 10 micróbios/ml e livre de endotoxinas, máx. 0,25 unidades de endotoxinas/ml)

### 4.5.2 Execução

#### Executar a fase I: limpeza

Proceda do seguinte modo:

**AVISO!** Danos devido a manuseamento descuidado. Tratar o produto com cuidado. Não sujeitar a impactos, entalamentos nem dobrar. Pousar com cuidado.

**AVISO!** Superfícies sensíveis a arranhões. Risco de corrosão. Não utilizar escovas metálicas, objetos metálicos ou produtos abrasivos. Eliminar eventuais sujidades nas superfícies óticas apenas com panos embebidos em álcool ou produtos de limpeza neutros.

Observação: O acoplador de extremidade está firmemente conectado à cabeça da câmara e não pode ser removido.

1. Limpe previamente a cabeça da câmara, incluindo o cabo e a ficha de ligação no final da operação, secando com um pano que não largue pelos, que esteja húmido, mas sem pingar.

Para humedecer o pano, utilize uma solução de limpeza enzimática preparada de acordo com as indicações do fabricante (Cidezyme®/Enzol®).

Limpe o produto até que este não apresente resíduos visíveis, e durante pelo menos **um** minuto.

- |   |  |
|---|--|
| Embeber durante<br>2–5 min                      | 2. Mergulhe o produto durante <b>dois a cinco</b> minutos na solução de limpeza preparada de acordo com as especificações do fabricante.   |
| Deixar sair as bolhas<br>de ar                  | Certifique-se de que todas as superfícies acessíveis ficam mergulhadas na solução de limpeza e o produto fica mergulhado durante a totalidade do tempo de limpeza. Posicione a cabeça da câmara de forma a que o ar saia completamente das fendas tapadas. |
| Limpar ou escovar as<br>superfícies exteriores  | 3. Em seguida, limpe o produto mergulhado na solução com um pano macio, limpo e que não largue pelos ou com uma escova macia.  |
| Limpar ou escovar durante,<br>pelo menos, 1 min | Limpe ou escove durante, pelo menos, <b>um</b> minuto, ou até que não seja possível detetar resíduos.  |
| Mover componentes<br>móveis                     | Mova os componentes móveis do produto completamente mergulhado na solução de limpeza durante a limpeza, <b>três</b> vezes em cada sentido, até ao batente.   |
| Enxaguar  | 4. Em seguida, lave bem as superfícies do produto com fendas tapadas ou geometrias complexas, no mínimo, <b>cinco</b> vezes, com o produto de limpeza. Utilize uma seringa descartável de 50 ml.   |

**AVISO!** Superfícies sensíveis a arranhões. Risco de corrosão. Não utilizar escovas metálicas, objetos metálicos ou produtos abrasivos.

### Executar a fase II: lavagem intermédia

*Proceda do seguinte modo:*

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 2 lavagens durante, no<br>mín., 1 min | 1. Mergulhe o produto completamente em água da torneira (20–30 °C/68–86 °F). Lave todas as superfícies acessíveis em <b>duas</b> lavagens durante, no mínimo, <b>um</b> minuto cada uma.   |
| Mover componentes<br>móveis           | Mova os componentes móveis durante a lavagem, <b>três</b> vezes em cada sentido, até ao batente.<br><br>Utilizar água fresca em cada lavagem.  |
| Lavar as superfícies                  | 2. Lave bem as superfícies do produto com fendas tapadas ou geometrias complexas, no mínimo, <b>três</b> vezes com água da torneira. Utilize uma seringa descartável de 50 ml.<br><br>Utilizar água fresca em cada lavagem.<br><br>Deixar escorrer bem a água excedente. |

### Executar a fase III: desinfecção

*Proceda do seguinte modo:*

Mergulhar durante 12 min	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mergulhe o produto durante, pelo menos, <b>doze</b> minutos na solução de desinfeção.  Certifique-se de que todas as superfícies acessíveis permanecem mergulhadas na solução de desinfeção durante a totalidade do tempo de desinfeção.</li> </ol>
Eliminar bolhas de ar	Elimine quaisquer bolhas de ar nas superfícies das peças.
Limpar ou escovar o produto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Em seguida, limpe ou escove o produto completamente mergulhado na solução com um pano macio, limpo e que não largue pelos ou com uma escova macia.  Limpe ou escove durante, pelo menos, <b>um</b> minuto.</li> </ol>
Mover componentes móveis	<p>Certifique-se de que todas as superfícies acessíveis são molhadas com a solução de desinfeção, movendo os componentes móveis <b>três</b> vezes em todos os sentidos até ao batente.</p> <p><b>AVISO!</b> Superfícies sensíveis a arranhões. Risco de corrosão. Não utilizar escovas metálicas, objetos metálicos ou produtos abrasivos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lave bem as superfícies do produto com fendas tapadas ou geometrias complexas, no mínimo, <b>cinco</b> vezes. Utilize uma seringa descartável de 50 ml.</li> </ol>
<p><b>Executar a fase IV: lavagem final</b></p> <p><i>Proceda do seguinte modo:</i></p>	
3 lavagens durante, no mín., 1 min	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mergulhe o produto completamente em água desmineralizada (20-30 ° C / 68-86 ° F) e lave todas as superfícies acessíveis em <b>três</b> ciclos de lavagem durante pelo menos <b>um</b> minuto cada.</li> </ol>
Mover componentes móveis	Mova os componentes móveis durante a lavagem, <b>três</b> vezes em cada sentido, até ao batente.
Lavar as superfícies	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lave bem as superfícies do produto com fendas tapadas ou geometrias complexas, no mínimo, <b>três</b> vezes com água completamente dessalinizada. Utilize uma seringa descartável de 50 ml.  Utilizar água fresca em cada lavagem.  Deixar escorrer bem a água excedente.</li> </ol>
<p><b>Executar a fase V: secagem</b></p> <p><i>Proceda do seguinte modo:</i></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seque o produto com um pano macio e que não largue pelos.  As áreas que não conseguir limpar com um pano, por serem inacessíveis, devem ser secas com ar comprimido médico no máximo a 0,5 bar.</li> <li>Certifique-se de que o produto está limpo e intacto. Se necessário, repita o processo de limpeza e desinfeção.</li> </ol>
Controlo visual	<p>Se detetar danos, rejeite imediatamente o produto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A limpeza e desinfeção manuais estão concluídas.</p>



**ATENÇÃO!** Depois da limpeza e desinfecção manuais, o produto não está esterilizado.

## 4.6 Limpeza automática e desinfecção térmica

### 4.6.1 Pré-limpeza manual

#### Realizar uma pré-limpeza manual

*Antes da limpeza automática, deve ser realizada uma pré-limpeza manual.*

*Proceda do seguinte modo:*

**AVISO!** Danos devido a manuseamento descuidado. Tratar o produto com cuidado. Não sujeitar a impactos, entalamentos nem dobrar. Pousar com cuidado.

**AVISO!** Superfícies sensíveis a arranhões. Risco de corrosão. Não utilizar escovas metálicas, objetos metálicos ou produtos abrasivos. Eliminar eventuais sujidades nas superfícies óticas apenas com panos embebidos em álcool ou produtos de limpeza neutros.

Observação: O acoplador de extremidade está firmemente conectado à cabeça da câmara e não pode ser desmontado.

1. Limpe previamente a cabeça da câmara, incluindo o cabo e a ficha de ligação no final da operação, secando com um pano que não largue pelos, que esteja húmido, mas sem pingar.

Para humedecer o pano, utilize uma solução de limpeza enzimática preparada de acordo com as indicações do fabricante (Cidezyme®/Enzol®).

Limpe o produto até que este não apresente resíduos visíveis, e durante pelo menos **um** minuto.

Embeber durante  
10 a 30 min

2. Mergulhe o produto completamente desmontado durante **dez a trinta** minutos numa solução de limpeza alcalina (neodisher® MediClean forte) preparada de acordo com as indicações do fabricante.

Deixar sair as bolhas  
de ar

Certifique-se de que todas as superfícies acessíveis ficam mergulhadas na solução de limpeza e o produto fica mergulhado durante a totalidade do tempo de limpeza. Posicione o corpo oco de forma a que o ar saia completamente das fendas tapadas.

Limpar ou escovar as  
superfícies exteriores

3. Em seguida, limpe todas as superfícies exteriores do produto mergulhado na solução com um pano macio, limpo e que não largue pelos ou com uma escova macia.

Limpe ou escove durante, pelo menos, **um** minuto, ou até que não seja possível detetar resíduos.

Mova os componentes móveis do produto completamente mergulhado na solução de limpeza, pelo menos **três** vezes em cada sentido, até ao batente.

2 lavagens durante, no mín., 1 min

4. Mergulhe todas as peças completamente em água da torneira (20–30 °C/68–86 °F). Lave todas as superfícies acessíveis em **duas** lavagens durante, no mínimo, **um** minuto cada uma.

Mova os componentes móveis durante a lavagem, **três** vezes em cada sentido, até ao batente.

Utilizar água fresca em cada lavagem.

Deixar escorrer bem a água excedente.

- A pré-limpeza manual está concluída.

#### 4.6.2 Sinopse

Fase	Passo	Temperatura (°C/°F)	Tempo (min)	Qualidade da água	Solução de limpeza
I	Pré-lavagem	frio	2	Água da torneira	---
II	Limpeza	55/131	10	---	Produto de limpeza alcalino: neodisher® MediClean forte, preparado de acordo com as indicações do fabricante
III	Lavagem intermédia 1	de acordo com o ciclo padrão do fabricante do aparelho	1	Água da torneira	---
IV	Lavagem intermédia 2	de acordo com o ciclo padrão do fabricante do aparelho	1	Água da torneira	---
V	Desinfecção térmica	90/194	5	Água desionizada (valor A <sub>0</sub> : > 3000)	---
VI	Secagem	elevada (98,8/210)	30	---	---

Tabela 4-2: Sinopse da limpeza automática e desinfecção térmica.

Observação: Os componentes anodizados a cor ou componentes de plástico podem desbotar devido ao processamento automático.

#### 4.6.3 Execução

##### Realize a limpeza automática e a desinfecção térmica

Utilize um aparelho de limpeza/desinfecção cuja eficácia tenha sido validada. O aparelho deve cumprir com os requisitos da ISO 15883-1 ou com a legislação específica do país.

Para a limpeza automática, recomenda-se uma eliminação a seco prévia.

*No caso de uma eliminação sob forma molhada, não utilize detergentes com espuma e enxague bem os produtos antes da limpeza automática.*

*Para a limpeza automática e a desinfecção térmica, utilize apenas cestos de reprocessamento aprovados. Observe as instruções de utilização do fabricante.*

*Proceda do seguinte modo:*

Respeite as indicações do fabricante!

1. Insira o cesto de reprocessamento\* no aparelho de limpeza/desinfecção.

Siga as instruções do fabricante e as instruções de utilização do aparelho. Certifique-se de que não surgem sombras de lavagem durante o carregamento.

2. Inicie o ciclo de limpeza/desinfecção de acordo com as instruções do fabricante e instruções de utilização do aparelho.

Controlo visual

3. Após a secagem, realize um controlo visual com luz ambiente clara e certifique-se de que o produto fica seco e não apresenta danos ou resíduos visíveis.

Utilize uma lupa. Se necessário, repita o processo de limpeza e desinfecção.

Rejeite de imediato produtos danificados.



**CAUTION!** Risco de queimadura durante a descarga do aparelho. Utilizar luvas de proteção.

4. Retire o produto do aparelho.

A limpeza automática e a desinfecção térmica estão concluídas.

\* para validação da limpeza automática e da desinfecção térmica, a cabeça da câmara foi colocada num cesto de reprocessamento (OM-1002-SY) à venda no mercado.

## 4.7 Esterilização

### 4.7.1 Métodos de esterilização STERRAD® 100S, NX, 100NX

#### Realizar a esterilização

**AVISO!** A aplicação da esterilização STERRAD® pode provocar alterações cosméticas nos seus produtos, as quais não afetam necessariamente o funcionamento.

**AVISO!** O produto deve estar completamente seco antes de poder ser esterilizado no esterilizador STERRAD®. A humidade pode provocar a interrupção do ciclo de esterilização.

**AVISO!** Danos devido a manuseamento descuidado. Tratar o produto com cuidado. Não sujeitar a impactos, entalamentos nem dobrar. Pousar com cuidado.

*O sistema STERRAD® da empresa Advanced Sterilization Products (ASP) utiliza tecnologia de plasma de baixa temperatura, com gás peróxido de hidrogénio para a esterilização final de produtos médicos reutilizáveis limpos, lavados e secos.*

*Observe as instruções de utilização do seu aparelho STERRAD® e o STERRAD® Sterility Guide (SSG) da empresa ASP em [www.sterradsterilityguide.com](http://www.sterradsterilityguide.com) ou contacte o serviço de apoio ao cliente da ASP.*



*Utilize apenas cestos de reprocessamento aprovados para a esterilização STERRAD®. Observe as instruções de utilização do fabricante.*

*Proceda do seguinte modo:*

1. Certifique-se de que a limpeza e desinfecção manuais ou automáticas estão concluídas.
2. Coloque uma tira indicadora STERRAD® no cesto de reprocessamento.  
Embale o cesto\* com duas folhas simples para esterilização aprovadas.
3. STERRAD® 100S e STERRAD® 100NX: posicione o cesto embalado no compartimento superior da câmara de esterilização. O compartimento inferior deve permanecer vazio.

STERRAD® NX: posicione o cesto embalado no compartimento inferior da câmara de esterilização. O compartimento superior tem de ser removido.

Posicione o cesto de modo a que fique garantida a atuação do produto de esterilização a toda a volta. Certifique-se de que a parede do esterilizador não toca em nenhuma peça.

Respeite as indicações do fabricante!

4. Inicie o ciclo de esterilização de acordo com as instruções do fabricante e instruções de utilização do aparelho de esterilização.

A esterilização STERRAD® foi validada para os ciclos seguintes:

- Ciclo breve STERRAD® 100S (apenas compartimento superior)
- Ciclo padrão STERRAD® NX (apenas compartimento inferior)
- Ciclo padrão STERRAD® 100NX (apenas compartimento superior)

5. Retire o produto esterilizado do aparelho de esterilização.

Certifique-se de que a esterilidade é mantida após o reprocessamento.

- A esterilização está concluída.

\* Para validação da esterilização, a cabeça da câmara foi colocada num cesto de reprocessamento (OM-1002-SY) à venda no mercado, o qual foi embalado duas vezes em velo de propileno (Kimguard® KC400 Sterilization Wrap, Kimberly Clark, PC 68248).

#### 4.7.2 Processo de Esterilização STERIS V-PRO®

##### Realizar a esterilização

**AVISO!** O uso da esterilização STERIS pode resultar em alterações cosméticas nos seus produtos que não afectam necessariamente a sua função.

**AVISO!** O dispositivo deve estar completamente seco antes de poder ser esterilizado no esterilizador STERIS. A humidade pode provocar a interrupção do ciclo de esterilização.

**AVISO!** Utilize apenas cestos aprovados pela STERIS para o processo de esterilização com gás peróxido de hidrogénio.

*Procedimentos validados de esterilização a baixa temperatura STERIS: V-PRO®, V-PRO® 1, V-PRO® 1 Plus, V-PRO® maX, V-PRO® maX 2, V-PRO® 60, V-PRO®*

s2.

O sistema V-PRO® da empresa STERIS utiliza tecnologia de plasma de baixa temperatura, com gás peróxido de hidrogénio para a esterilização final de dispositivos médicos reutilizáveis limpos, lavados e secos.

Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo STERIS ou entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da STERIS.

Utilize apenas cestos de reprocessamento aprovados para a esterilização a baixa temperatura da STERIS. Observe as instruções de utilização do fabricante.

Proceda do seguinte modo:

1. Certifique-se de que a limpeza e desinfecção manuais ou automáticas estão concluídas.

2. Coloque uma tira indicadora no cesto de reprocessamento.

Embale o cesto\* com duas folhas simples para esterilização aprovadas.

Respeite as indicações do fabricante!

3. Coloque o cesto embalado no esterilizador de acordo com um padrão de carga validado, respeitando as indicações do fabricante do esterilizador.

4. Inicie a esterilização STERIS a baixa temperatura, de acordo com as indicações do fabricante.

5. Retire o produto esterilizado do aparelho de esterilização.

Certifique-se de que a esterilidade é mantida após o reprocessamento.

A esterilização está concluída.

\* Para validação da esterilização, a cabeça da câmara foi colocada num cesto de reprocessamento (OM-1002-SY), o qual foi embalado duas vezes em velo de propileno (HALYARD\* H600 ONE-STEP\*).

#### 4.7.3 Processo de esterilização STERIS SYSTEM 1® / SYSTEM 1E®

##### Realizar a esterilização

**AVISO!** O uso da esterilização STERIS pode resultar em alterações cosméticas nos seus produtos que não afectam necessariamente a sua função.

Processos de esterilização validados STERIS: sistema de esterilização SYSTEM 1E® Liquid Chemical Sterilant Processing System, SYSTEM 1® endo Liquid Chemical Sterilant Processing System, sistema de esterilização SYSTEM 1®, sistema de esterilização SYSTEM 1® PLUS.

O sistema 1®/1E® da STERIS é baseado na esterilização com ácido peracético (S40™ Concentrado Estéril).

Consulte o manual do utilizador do seu dispositivo STERIS ou entre em contacto com o Serviço de Atendimento ao Cliente da STERIS.

Utilize apenas recipientes aprovados para a esterilização com o sistema 1/1E da STERIS. Observe as instruções de utilização do fabricante.

Proceda do seguinte modo:

Respeite as indicações do fabricante!

1. Certifique-se de que a limpeza e desinfecção manuais ou automáticas estão concluídas.
2. Coloque uma tira indicadora no recipiente de reprocessamento\*. Respeitar as indicações do fabricante.
3. Coloque o recipiente no esterilizador de acordo com um padrão de carga validado, respeitando as indicações do fabricante do esterilizador.
4. Inicie a esterilização com sistema 1/1E da STERIS, de acordo com as indicações do fabricante.
5. Retire o produto esterilizado do aparelho de esterilização.

Certifique-se de que a esterilidade é mantida após o reprocessamento.

**AVISO!** O produto deve ser reutilizado imediatamente após a esterilização, uma vez que não há opção de armazenamento estéril.

A esterilização está concluída.

\* Para validação da esterilização, a cabeça da câmara foi colocada num recipiente de reprocessamento especial (números de peças STERIS: C1220E, C1140E, C1160E, C1220S1, C1140S1, C1160S1, C1220INT, C1140INT ou 1160INT).

#### 4.7.4 Esterilização a gás com óxido de etileno

##### Realizar a esterilização a gás

*O aparelho está validado para a esterilização a gás com óxido de etileno, podendo ser esterilizado e ventilado usando os parâmetros aqui indicados. Observe as instruções de utilização do aparelho de esterilização, assim como todos os requisitos da instalação, do local e do país.*

*Utilize apenas cestos de reprocessamento aprovados para a esterilização a gás com óxido de etileno. Observe as instruções de utilização do fabricante.*

*Proceda do seguinte modo:*

1. Certifique-se de que a limpeza e desinfecção manuais ou automáticas estão concluídas.
2. Embale o cesto\* com duas folhas simples para esterilização aprovadas.
3. Coloque o cesto embalado no esterilizador de acordo com um padrão de carga validado, respeitando as indicações do fabricante do esterilizador.
4. Inicie a esterilização a gás com óxido de etileno, de acordo com as indicações do fabricante, com os seguintes parâmetros validados:

Respeite as indicações do fabricante!

##### Tratamento preliminar

Temperatura	55°C (131°F)
Humidade relativa do ar	70%
Valor nominal de vácuo	0,09 bar (9 kPa)
Tempo de exposição	30 min

##### Esterilização

Temperatura	55°C (131°F)
Humidade relativa do ar	70%
Concentração (100 % OE)	735 mg/l
Tempo de exposição	3 h

##### Ventilação

Tempo de ventilação	12 h
Temperatura	50 - 57 °C (122 - 135 °F)



**ATENÇÃO!** Resíduos de óxido de etileno tóxico. Perigo para pessoas. Cumprir o tempo de ventilação.

Observação: É da responsabilidade do operador assegurar que a esterilização utilizada cumpre os parâmetros acima indicados.

Observação: A esterilização a gás com óxido de etileno pode causar alterações estéticas nos seus produtos, que não afetam necessariamente o funcionamento dos mesmos.

5. Retire o produto esterilizado do aparelho de esterilização.

Certifique-se de que a esterilidade é mantida após o reprocessamento.

- A esterilização está concluída.

\* Para validação da esterilização, a cabeça da câmara foi colocada num cesto de reprocessamento (OM-1002-SY), o qual foi embalado duas vezes em velo de propileno (HALYARD\* H300 ONE-STEP\*).

## 5 Dados do produto

### 5.1 Dados técnicos

Dimensões incl. acoplador de extremidade (L x A x P)	45 x 46,5 x 149 mm
Diâmetro exterior do acoplador de extremidade	52,1 mm
Peso incl. acoplador de extremidade	330 g sem cabo
Sensor detetor de imagens	1/3" CMOS, varrimento progressivo
Resolução	1920 x 1080 píxeis
Distância focal	14,25 - 28 mm
Comprimento do cabo da câmara	3,5 m
Tipo de proteção	IP X7
Unidade de aplicação de acordo com IEC 60601-1	Com proteção de desfibrilação CF

### 5.2 Condições ambientais

#### Condições de transporte e armazenamento

Temperatura	-20 °C até +70 °C
Humidade relativa	5 % a 95 %
Pressão do ar	50 kPa a 106 kPa

#### Condições de serviço

Temperatura	+10 °C até +35 °C
Humidade relativa	5 % a 95 %
Pressão do ar	70 kPa a 106 kPa



#### **⚠ CUIDADO**

##### **Não observância das condições ambientais**

Risco de ferimentos irreversíveis em tecidos ou coagulação indesejada, ferimentos no utilizador, danos materiais

- > Respeitar as condições de serviço, bem como as condições de transporte e armazenamento

## 6 Eliminação



### ATENÇÃO

#### Produto contaminado

Perigo de infeção

> Reprocessar o produto antes de proceder à sua eliminação (*capítulo 4*)

Cumpra as normas nacionais aplicáveis relacionadas com a eliminação e reciclagem do produto e seus componentes.

O embalamento do produto consiste numa mala de plástico polipropileno (PP) (0,5 kg) com uma inserção de espuma em poliuretano (PU) (0,12 kg), sacos de polietileno (PE) (0,02 kg) e uma caixa de cartão de papel ondulado (0,54 kg).



Um produto assinalado com este símbolo deve ser entregue num centro de recolha e separação de aparelhos elétricos e eletrónicos. Dentro da União Europeia, a eliminação é realizada gratuitamente pelo fabricante.



SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH  
Robert-Bosch-Str. 1-3  
79211 Denzlingen  
Germany

